

Table de lit

Ces directives sont fournies à titre indicatif seulement. Utilisez ce produit en vous conformant aux instructions de votre fournisseur de soins médicaux.

À quoi sert une table de lit?

Les tables de lit sont des appareils réglables qui permettent de lire, d'écrire ou de manger confortablement au lit.

Comment ajuster la table de lit?

- La table de lit doit être installée à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

⚠ AVERTISSEMENT Les tables de lit réglables sont munies d'un puissant ressort interne. Ne démontez pas la table et ne desserrez aucune vis. Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez la table afin d'éviter toute blessure qui pourrait être attribuable au ressort.

Pour régler la hauteur (Figure 1)

- Pour relever le dessus de la table, placez votre main sous la surface plane et poussez-la vers le haut jusqu'à la hauteur appropriée. Cessez de pousser lorsque le dessus de la table a atteint la hauteur souhaitée.
- Pour abaisser le dessus de la table, relevez le levier de réglage de la hauteur et poussez la surface horizontale vers le bas jusqu'à la hauteur appropriée. Relâchez le levier de réglage lorsque le dessus de la table a atteint la hauteur souhaitée.

Pour incliner le dessus de la table (Remarque : Certains modèles ne peuvent pas être inclinés.)

Modèles à bouton tournant (Figure 1)

- Tournez le bouton de réglage de l'inclinaison de façon à ce que le dessus de la table puisse bouger.
- Inclinez le dessus de la table à votre convenance, puis immobilisez-la en resserrant le bouton.

Modèles à levier de réglage de l'inclinaison (Figure 2)

- Relevez le levier de réglage de l'inclinaison.
- Inclinez le dessus de la table à votre convenance, puis relâchez le levier afin d'immobiliser la table.
- Remarque : Sur le modèle représenté à la Figure 2, le levier de réglage de la hauteur est situé dans le haut du montant.

Entretien de la table de lit

- Nettoyez le dessus de la table avec un savon doux et de l'eau.




Figure 1 : Inclinaison de la table de lit à bouton tournant




Figure 2 : Inclinaison de la table de lit à levier de réglage de l'inclinaison

Veillez vous assurer que les appareils sont propres et en bon état lorsqu'ils sont rendus à la Croix-Rouge.